

#protocoloscollage

Collage
Cosmetiques

Terapia Tensora

Triple Acción con Biopen

**Protocolo para gabinete
+ apoyo domiciliario**



El envejecimiento cutáneo es un proceso multifactorial que compromete progresivamente la arquitectura de la piel, manifestándose con pérdida de firmeza, disminución de la elasticidad y aparición de líneas de expresión.

El protocolo está diseñado para estimular la reparación cutánea, favorecer la síntesis de colágeno y elastina, y mejorar la calidad global de la piel, logrando un aspecto más firme, uniforme y revitalizado.



Protocolo en gabinete paso a paso

1. Higiene

Realizar la higiene de rostro, cuello y escote con **Clean & Shave** (para eliminar impurezas y preparar la piel para el tratamiento.

2. Renovación cutánea

Aplicar **Ácido Mandélico Peeling Pro** de forma uniforme en rostro cuello y escote, dejar actuar 10 minutos y retirar con agua.

3. Bioestimulación profunda

Aplicar **PDRN BTX LIFT** mediante microneedling (Biopen) siguiendo el protocolo profesional.

La combinación de PDRN Vegano, Argireline, Silicio y Ácido Hialurónico favorece la regeneración cutánea, mejora el sostén dérmico y contribuye a un efecto tensor de apariencia natural.

4. Potenciación del tratamiento

Aplicar **PDRN Tensor BTX Serum** utilizando electroporación para optimizar la penetración de los activos y potenciar el efecto reafirmante e hidratante del protocolo.

5. Contorno de ojos

Aplicar **Tensor Eyes Péptidos** mediante suaves maniobras hasta su completa absorción.

6. Reparación

Finalizar con **PDRN Crema Reparadora**, favoreciendo el confort cutáneo y acompañando el proceso de recuperación posterior al tratamiento.



@collagecosmetiques



@collagecosmeticos

www.collagecosmeticos.com

7. Protección

Aplicar **Emulsión Protectora Facial UVA/UVB** como último paso indispensable del protocolo.

Frecuencia Recomendada

Fase Intensiva

*4 a 6 sesiones.
Frecuencia: cada 15 a 21 días.*

Mantenimiento

*1 sesión cada 30 a 45 días,
según evaluación profesional.*

Indicado Para

Involución cutánea y líneas de expresión marcadas

Apoyo Domiciliario

AM

- Higienizar la piel con Clean & Shave.
- Aplicar PDRN Tensor BTX Serum.
- Finalizar con Emulsión Protectora Facial UVA/UVB.

PM

- Higienizar con Clean & Shave.
- Aplicar PDRN Tensor BTX Serum.
- Colocar Tensor Eyes Péptidos.
- Aplicar Crema Péptidos Tensor Lift.



@collagecosmetiques



@collagecosmeticos



www.collagecosmeticos.com